

Cara instalasi PMS

1. Sesuaikan konfigurasi base_url pada file config.php


```
$config['base_url'] = 'http://localhost/tubes/';
```

2. Sesuaikan konfigurasi database pada file database.php

```
$db['default'] = array(  
    'dsn' => '',  
    'hostname' => 'localhost',  
    'username' => 'root',  
    'password' => '',  
    'database' => 'tubes_pms',  
    'dbdriver' => 'mysqli',  
    'dbprefix' => '',  
    'pconnect' => FALSE,  
    'db_debug' => (ENVIRONMENT !== 'production'),  
    'cache_on' => FALSE,  
    'cachedir' => '',  
    'char_set' => 'utf8',  
    'dbcollat' => 'utf8_general_ci',  
    'swap_pre' => '',  
    'encrypt' => FALSE,  
    'compress' => FALSE,  
    'stricton' => FALSE,  
    'failover' => array(),  
    'save_queries' => TRUE  
);
```

***Gausah bikin tablenya, cukup bikin databasenya aja, (thx to migration feature).**


3. Buka url yang telah di sesuaikan di base_url tadi 'http://localhost/tubes', untuk pertama kali membuka maka tampilan dialihkan ke halaman setup/inisialisasi akun. Buat/isi form untuk membuat akun.



Selamat datang di sistem manajemen pasien

Nama Dokter	Alamat Email
<input type="text" value="Masukkan nama dokter"/>	<input type="text" value="Masukkan alamat email"/>
No Handphone	Username
<input type="text" value="082221231232"/>	<input type="text" value="Masukkan username"/>
Password	Konfirmasi Password
<input type="text" value="Masukkan password"/>	<input type="text" value="Masukkan kembali password"/>

4. Setelah membuat akun maka akan dialihkan ke halaman login, jika lupa password gunakan fitur lupa password dan masukan email (aktif) yang telah didaftarkan sebelumnya, jika ingat maka login seperti biasa.



5. Setelah login berhasil maka akan dialihkan ke halaman dashboard. Selebihnya oprek2 aja ya.

